




... makes the difference



**RECOMMENDATION OF
DR. ANA LUISA BERNOTTI**

DR. ANA LUISA BERNOTTI

DDS. Periodontist – Implantologist.

DDS 1994. Universidad Central de Venezuela

- Periodontist 1999. Universidad Central de Venezuela
- Implantologist 2015. Centro de especialidades y Estudios
- Implantologist 2015 . CEYESOV . Mexico.
- Active Member of Periodontology Society of Venezuela. Since 2000.
- Active Member of Iberoamerican Federation of Periodontology. Since 2000.
- Author of "V-Y Bernotti Flap". Bernotti- Crocetti 2016.
- National and International Speaker.
- Private Practice: Bernotti Odontologia Avanzada". Caracas - Venezuela.
- Active member "Follow The Pink" & "Divas in Dentistry" website




by Dr. Ana Luisa Bernotti

PPS | Weichgewebs-Extender / Parodontometer

PPS | Soft Tissue Extender / Periodontal Probe

PPS | Extenseur pour tissus mous / Sonde parodontale



Durch kurze, ziehende, mit leichtem Druck ausgeübte Bewegungen kann das Periostum gelöst und die Gingiva ausgehnt werden. Diese Technik gewährleistet eine optimale Blutversorgung, vermindert Schwellungen sowie Schmerzen und minimiert Verletzungen der Gefäße. Mit dem gegenüberliegenden Parodontometer kann auf ein separates Tiefenmeßgerät verzichtet werden.



The periosteum can be loosened and expanded by short, pulling movements exerted with slight pressure. This technique ensures an optimal blood supply, reduces swelling as well as pain and minimizes injuries to the vessels. With the opposite periodontometer, one can dispense with a separate depth gauge.



Exercer de brefs mouvements de traction en appliquant une légère pression pour décoller et étendre le périoste. Cette technique garantit une irrigation sanguine optimale, diminue les gonflements ainsi que les douleurs tout en minimisant les lésions vasculaires. La sonde parodontale à l'autre extrémité permet de renoncer à une sonde séparée.

PPS 1700 F *F-line*
 Bernotti 17,1 cm



by Dr. Ana Luisa Bernotti

PPS | Gingivektomiemesser

PPS | Gingivectomy knife

PPS | Couteaux à gingivectomie



Eine spezielle Winkelung und eine Pfeilspitzform an den Arbeitsenden, ermöglichen die Tunnelpräparation der schwer zugänglichen Approximalregionen. Die Papillen werden mittels sehr flach gehaltenen Arbeitsteilen schonend tunnelt. Um Verletzungen der Gingiva zu vermeiden ist die Seite des Arbeitsteils, die zum Zahnfleisch zeigt, stumpf.



The workpiece ends are arrow-head shaped and angulated specifically to allow for lateral tunnel procedures in difficult to access approximal regions. The papillae are gently tunneled by using the very flat workpieces. To avoid injury to the gingiva, the side of the working part which faces the gum is blunt.



Son angle particulier et la forme flèche pointue de l'extrémité permettent une préparation tunnel des régions approximatives difficilement accessibles. Une tunnellation en douceur des papilles est possible grâce à l'extrémité très plate. Le côté de l'extrémité dirigé vers la gencive est ébousé afin de prévenir toute lésion.

F-line *sl*

PPS 1210 F **F-line**

Bernotti 17,1 cm



PPS | Raspatorium

PPS | Periosteal elevator

PPS | Rugines-raspatoire

Das speerförmige Arbeitsteil ermöglicht das Ablösen der Papilla sowie das Lösen des marginalen Gingivarandes. Mit dem leicht gebogenen Arbeitsteil wird die Schleimhaut suprapariostal entfernt/gelöst – die Rundung des Arbeitsteils verhindert ein Durchstechen des Mukosalappens.

The lance-shaped end of the workpiece enables the detachment of the papilla as well as of the marginal gingiva crest. With the slightly curved working part the gingiva is suprapariostally removed/loosened - the rounding of the working part prevents the mucosal flap from being pierced.

Ce décolleur double à une extrémité en forme de lance qui permet de séparer les papilles ainsi que le bord gingiva marginal. L'extrémité légèrement courbe permet de retirer/décoller la muqueuse suprapariostale – l'arrondi de l'extrémité évitant toute perforation du lambeau de muqueuse.

PPS 1010 F **F-line**

Bernotti 17,1 cm



Applikator | Abhalter | Planstopfer

Applicator | Retractor | Compactor

Applicateur | Retracteur | Compacteur

In diesem Instrument werden Planstopfer, Applikator und Abhalter vereint. Das spatelartige Arbeitsteil kann zum Anbringen von Knochenmaterial etc. und gleichzeitig zum Abhalten des Zahnfleisches genutzt werden.

This instrument combines the plugger, applicator and retractor in one. The spatula-shaped working part can be used to attach bone material etc. and at the same time to retract the gingiva.

Cet instrument réunit un compacteur, un applicateur et un rétracteur. L'extrémité en forme de spatule peut servir à appliquer entre autres du matériau osseux et être simultanément utilisé pour rétracter la gencive.

2500-47 F **F-line**


Bernotti 17,1 cm



PINK SET FOR MICRO TUNNELING nach Dr. Ana Luisa Bernotti











PINK SET FOR MICRO TUNNELING in accordance to Dr. Ana Luisa Bernotti

PINK SET FOR MICRO TUNNELING selon Dr. Ana Luisa Bernotti



Set: 10100-44



Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-44 Item no. of the set: 10100-44 Set complet ref. 10100-44
PPS 1600 F 	PPS Gingivektomiemesser biegsam PPS Gingivectomy knife malleable PPS Couteaux à gingivectomie malléable	171 mm, 2,0 mm
PPS 1010 F 	PPS Raspatorium PPS Periosteal elevator PPS Rugines-raspatoire	Bernotti, 171 mm, 3,2 mm, 2,0 mm
PPS 1210 F 	PPS Gingivektomiemesser PPS Gingivectomy knife PPS Couteaux à gingivectomie	Bernotti, 171 mm,
PPS 1700 F 	PPS Weichgewebs-Extender / Parodontometer PPS Soft Tissue Extender / Periodontal Probe PPS Extenseur pour tissus mous / Sonde paradontale	Bernotti, 171 mm, 3,5 mm
1151-30 F 	Skalpelloff # 3 Scalpel handle # 3 Manche p. bistouri # 3	gerade, passend für 1 Klinge straight, suitable for 1 blade droit, pour 1 lame
2500-47 F 	Applikator Abhalter Planstopfer Applicator Retractor Compactor Applicateur Retrateur Compacteur	Bernotti, 171 mm, Ø 5,0 mm, 6,0 mm
2302-50 F 	Chirurgische Mikro-Pinzette Dissecting tweezers, micro Pince à dissection à griffe, micro	17,3 cm, 1x2 / 0,8 mm, gerade 17,3 cm, 1x2 / 0,8 mm, straight 17,3 cm, 1x2 / 0,8 mm, droit
2315-70 F 	Naht- und Membranpinzette, mikro Suture and membrane tweezer, micro Pince à suture et à membrane, micro	17,3 cm, l = 1,3 mm, gebogen 17,3 cm, l = 1,3 mm, curved 17,3 cm, l = 1,3 mm, courbée
1086-20 F 	Mikro Nadelhalter „Barraquer“ Micro needle holder „Barraquer“ Micro porte-aiguilles „Barraquer“	17,3 cm, TC, kariert, 1,2 mm, gerade 17,3 cm, TC, checkered, 1,2 mm, straight 17,3 cm, TC, quadrillé, 1,2 mm, droit
9200-80 	GPM CLIP Tray (177,5 x 127,5 x 33,0 mm)	

PPS | Gingivektomiemesser | biegbar

PPS | Gingivectomy knife | malleable

PPS | Couteaux à gingivectomie | malléable



Das Gingivektomiemesser kann durch sein biegbares, scharfes Arbeitseende als Mikroklinge für die Tunneltechnik benutzt werden.




The gingivectomy knife can be used as a micro-blade for the tunnel technique due to its flexible, sharp working end.



Le couteau à gingivectomie peut être utilisé comme une micro-lame pour la technique de tunnellation grâce à son extrémité flexible et vive.

PPS 1600 F *F-line*
17,1 cm



PPS | Raspatorium

PPS | Periosteal elevator

PPS | Rugines-raspatoire

Das speerförmige Arbeitsteil ermöglicht das Ablösen der Papilla sowie das Lösen des marginalen Gingivarandes. Mit dem leicht gebogenen Arbeitsteil wird die Schleimhaut suprapariostal entfernt/gelöst – die Rundung des Arbeitsteils verhindert ein Durchstechen des Mukosallappens.

The lance-shaped end of the workpiece enables the detachment of the papilla as well as of the marginal gingiva crest. With the slightly curved working part the gingiva is suprapariostally removed/loosened - the rounding of the working part prevents the mucosal flap from being pierced.

Ce décolleur double à une extrémité en forme de lance qui permet de séparer les papilles ainsi que le bord gingiva marginal. L'extrémité légèrement courbe permet de retirer/décoller la muqueuse suprapariostale – l'arrondi de l'extrémité évitant toute perforation du lambeau de muqueuse.

PPS 1010 F *F-line*
Bernotti 17,1 cm



PPS | Gingivektomiemesser

PPS | Gingivectomy knife

PPS | Couteaux à gingivectomie

Eine spezielle Winkelung und eine Pfeilspitzform an den Arbeitseenden, ermöglichen die Tunnelpräparation der schwer zugänglichen Approximalregionen. Die Papillen werden mittels sehr flach gehaltenen Arbeitsteilen schonend tunneliert. Um Verletzungen der Gingiva zu vermeiden ist die Seite des Arbeitsteils, die zum Zahnfleisch zeigt, stumpf.

The workpiece ends are arrow-head shaped and angulated specifically to allow for lateral tunnel procedures in difficult to access approximal regions. The papillae are gently tunnelled by using the very flat workpieces. To avoid injury to the gingiva, the side of the working part which faces the gum is blunt.

Son angle particulier et la forme flèche pointue de l'extrémité permettent une préparation tunnel des régions approximatives difficilement accessibles. Une tunnellation en douceur des papilles est possible grâce à l'extrémité très plate. Le côté de l'extrémité dirigé vers la gencive est émoussé afin de prévenir toute lésion.

PPS 1210 F *F-line*
Bernotti 17,1 cm



F-line *sl*

PINK SET FOR MICRO TUNNELING nach Dr. Ana Luisa Bernotti

PINK SET FOR MICRO TUNNELING in accordance to Dr. Ana Luisa Bernotti

PINK SET FOR MICRO TUNNELING selon Dr. Ana Luisa Bernotti

PPS | Weichgewebs-Extender / Parodontometer

PPS | Soft Tissue Extender / Periodontal Probe

PPS | Extenseur pour tissu mou / Sonde parodontale

F-line SL



Durch kurze, ziehende, mit leichtem Druck ausgeübte Bewegungen kann das Periostum gelöst und die Gingiva ausgehnt werden. Diese Technik gewährleistet eine optimale Blutversorgung, vermindert Schwellungen sowie Schmerzen und minimiert Verletzungen der Gefäße. Mit dem gegenüberliegenden Parodontometer kann auf ein separates Tiefenmeßgerät verzichtet werden.



The periosteum can be loosened and expanded by short, pulling movements exerted with slight pressure. This technique ensures an optimal blood supply, reduces swelling as well as pain and minimizes injuries to the vessels. With the opposite periodontometer, one can dispense with a separate depth gauge.



Exercer de brefs mouvements de traction en appliquant une légère pression pour décoller et étendre le périoste. Cette technique garantit une irrigation sanguine optimale, diminue les gonflements ainsi que les douleurs tout en minimisant les lésions vasculaires. La sonde parodontale à l'autre extrémité permet de renoncer à une sonde séparée.

PPS 1700 F **F-line**
Bernotti | 17,1 cm



Skalpellklingenhalter | einendig

Scalpel blade holders | single-ended

Manches de bistouris | simples

F-line SL

1151-30 F **F-line**
3 | 15,8 cm

gerade, passend für 1 Klinge
straight, suitable for 1 blade
droit, pour 1 lame

Der runde Skalpellgriff dient für eine exakt zirkuläre Schnitführung.
Our round scalpel blade holder is perfect for precise circular incisions.
Le manche arrondi permet une incision circulaire précise.



Applikator | Abhalter | Planstopfer

Applicator | Retractor | Compactor

Applicateur | Retracteur | Compacteur

F-line SL

In diesem Instrument werden Planstopfer, Applikator und Abhalter vereint. Das spatelartige Arbeitsteil kann zum Anbringen von Knochenmaterial etc. und gleichzeitig zum Abhalten des Zahnfleisches genutzt werden.

This instrument combines the plugger, applicator and retractor in one. The spatula-shaped working part can be used to attach bone material etc. and at the same time to retract the gingiva.

Cet instrument réunit un compacteur, un applicateur et un rétracteur. L'extrémité en forme de spatule peut servir à appliquer entre autres du matériau osseux et être simultanément utilisé pour rétracter la gencive.

2500-47 F **F-line**
Bernotti | 17,1 cm




Mikro-Pinzette

Surgical micro-forceps
 Micro pince chirurgicales

F-line RS
2302-50 F
F-line

1:2

 0,8 mm
 17,1 cm

 gerade
 straight
 droit


Naht- und Membranpinzetten

Suture and membrane forceps
 Pincettes à suture et à membrane

F-line RS


Eine Nahtpinzette ermöglicht eine optimale Einführung von Regenerationsmembranen, gleichzeitig wird ein Vernähen der Gingiva gewährleistet.

Beim Festhalten des Lappens kann die Nadel präzise durch die Öffnung geführt werden. Durch die Präzisionsarbeit kann ein Ausreißen weitestgehend verhindert werden.



These suture forceps allows an optimal insertion of regeneration membrane as the gingiva can be sutured simultaneously.

While the lobe is being held, the needle can be exactly guided through the aperture. This precision work largely prevents any tearing.



Cette pince à œillet s'emploie particulièrement pour la suture des lambeaux fins.

Les lambeaux sont maintenus entre les mors, l'œillet servant de guide à l'aiguille. De cette manière la suture peut s'effectuer précisément ce qui empêche une déchirure.

2315-70 F
F-line

TEAM-ATLANTA 17,3 cm



1,6 mm

Mikro-Nadelhalter mit Sperre für minimalinvasive Chirurgie

Micro needle holders with lock for minimally invasive surgery
 Porte-aiguilles pour la chirurgie invasive minimisée avec verrouillage

F-line RS
1086-20 F
F-line

Barraquer

 1,2 mm
 17,1 cm

 gerade, mit Kreuzriefung
 straight, with cross serration
 droit, striure en forme de croix

TC

 pivot
 curved


1,2 mm

 Empfohlen für Fadenstärke:
 Recommended for thread size:
 Recommandé pour fil à suture:

5-0 – 6-0



... makes the difference

devemed GmbH
take-off GewerbePark 30
78579 Neuhausen ob Eck
GERMANY

Tel: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-0
Fax: +49 (0) 74 67 - 94 91 99-19

info@devemed.de
www.devemed.de

