




- ✓ mittelfristig resorbierbares Multifilament
- ✓ hohe Reißkraft
- ✓ minimales Gewebetrauma
- ✓ glatter Gewebedurchzug
- ✓ guter Knotensitz

- ✓ *midterm absorbable multifilament*
- ✓ *high tensile strength*
- ✓ *minimized tissue trauma*
- ✓ *smooth tissue passage*
- ✓ *perfect knot security*



▶ PGA RESORBA® ist ein Polymer der Glykolsäure. Die linear hochmolekulare Polyglykolsäure wird unter Einwirkung eines Katalysators über das Zwischenprodukt Glykolid, einem zyklischen Ester, synthetisiert.

Der Abbau des PGA-Fadenmaterials im Gewebe erfolgt durch Wasseraufnahme in Umkehrung der Synthese. Die monomere Glykolsäure wird durch den normalen Stoffwechsel enzymatisch in CO₂ und H₂O gespalten. Fadenmaterial mit einem Anteil von 10 % Lactid als Copolymer unterscheidet sich in seinem physikalischen und physiologischen Verhalten nur geringfügig von reinen PGA-Fäden. Die feinen, präzisionsgeflochtenen Filamente gewähren eine sehr hohe Reißfestigkeit sowie eine ausgezeichnete Geschmeidigkeit.

Die spezielle Beschichtung legt sich fein um die Faserbündel und führt zu einer gezielten Herabsetzung der Oberflächenreibung. Resorbierbare Nahtmaterialien adaptieren das Gewebe während der Heilungsphase und verlieren dabei zunehmend ihre Zugfestigkeit und Reißkraft.

Bei PGA RESORBA® führen die präzisionsgeflochtenen Filamente aus Polyglykolsäure zu einem standardisierten, mittelfristigen Resorptionsverhalten im Gewebe. 18 Tage nach Implantation liegt die Reißkraft von PGA RESORBA® bei 50 % der ursprünglichen Reißkraft.*

Violettes PGA RESORBA® ist mit einem physiologisch unbedenklichen Farbstoff gefärbt.

Eigenschaften

- ✓ hohe Reißkraft
- ✓ gutes Handling
- ✓ guter Knotensitz
- ✓ atraumatischer Gewebedurchzug
- ✓ minimale Gewebereaktion

- ▶ **Farbe:** violett oder ungefärbt
- ▶ **Chemische Bezeichnung:** Polyglykolsäure
- ▶ **Fadenstärke:** USP 8-0 - 5 (0.4-7 metric)
- ▶ **Konfektionsangebote:**
 - Nadel-Faden-Kombinationen
 - in vorgeschrittenen Längen
- ▶ **Sterilisation:** Ethylenoxid

* Bei Artikeln, die von Healthium hergestellt werden, liegt die ursprüngliche Reißkraft 21 Tage nach Implantation bei 56 %.

▶ PGA RESORBA® is a polymer of glycolic acid. The linear, high molecular weight polyglycolic acid is synthesized in the presence of a catalyst via the intermediary product glycolide, a cyclic ester. The breakdown of the PGA suture in the tissue occurs through water uptake, thereby reversing the synthesis. Regular metabolic processes break down the glycolic acid monomers into CO₂ and H₂O through enzymatic degradation.

The physical and physiological properties of suture material containing 10 % lactide as copolymer differ only slightly from pure PGA sutures.

The thin, precision-braided filaments provide very high tear resistance as well as excellent suppleness.

The special coating thinly encapsulates the fibre bundles resulting in a specific reduction of surface friction.

Absorbable sutures approximate the tissue during the healing phase; at the same time, they increasingly lose their tensile strength and tear resistance.

PGA RESORBA® contains precision-braided filaments made of polyglycolic acid that result in a standardised, moderate rate of absorption in the tissue. Depending on the thread diameter 50 % of the original tensile strength of PGA RESORBA® is lost after 18 days.*







Violet PGA RESORBA® is coloured with a physiologically harmless dye.






Properties






- ✓ high tear resistance
- ✓ good handling
- ✓ excellent knot security
- ✓ atraumatic tissue passage
- ✓ minimal tissue reaction








- ▶ **Colour:** violet or undyed
- ▶ **Chemical name:** polyglycolic acid
- ▶ **Thread diameter:** USP 8-0 - 5 (0.4-7 metric)
- ▶ **Types of packaging:**
 - needle-thread-combinations
 - precut lengths
- ▶ **Sterilization method:** ethylene oxide








* Articles manufactured by Healthium experience a loss of strength of up to 56 % after 21 days.






Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
	USP	metric				
FR = 5/8-Kreis Rundkörper						
FR = 5/8 circle, taper point						
FR 27 ● 	2-0	3	0,70	violett / violet	PA1019	24
	0	3.5	0,70	violett / violet	PA1015	24
FR 35 ● 	1	4	0,70	violett / violet	PA1014	24
HR, HRS, HRX = 1/2-Kreis Rundkörper						
HR, HRS, HRX = 1/2 circle, taper point						
HR 8 ● 	7-0	0.5	0,45	violett / violet	PA10289	24
HR 10 ● 	5-0	1	0,70	ungefärbt / undyed	PA10262	24
HR 12 ● 	6-0	0.7	0,45	violett / violet	PA10273	24
	5-0	1	0,45	violett / violet	PA10274	24
	6-0	0.7	0,70	violett / violet	PA1021	24
	5-0	1	0,70	violett / violet	PA1022	24
	4-0	1.5	0,70	violett / violet	PA1023	24
	6-0	0.7	0,70	ungefärbt / undyed	PA10242	24
	5-0	1	0,70	ungefärbt / undyed	PA10265	24
	4-0	1.5	0,70	ungefärbt / undyed	PA10266	24
HR 17 ● 	5-0	1	0,70	violett / violet	PA1024	24
	4-0	1.5	0,70	violett / violet	PA1025	24
	3-0	2	0,70	violett / violet	PA1026	24
	2-0	3	0,70	violett / violet	PA1027	24
	5-0	1	0,70	ungefärbt / undyed	PA10248	24
	4-0	1.5	0,70	ungefärbt / undyed	PA10243	24
	3-0	2	0,70	ungefärbt / undyed	PA10244	24







Nadel / needle	Stärke / gauge USP	metric	Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packingseinheit box content (Stück / pieces)
HR 17 A ● Abziehnadel / control release needle 	5-0	1	4 x 0,45	violett / violet	PA10256 (M)	12
	4-0	1.5	4 x 0,45	violett / violet	PA10287 (M)	12
	3-0	2	4 x 0,45	violett / violet	PA10288 (M)	12
	4-0	1.5	8 x 0,45	violett / violet	PA1028 (M)	12
	3-0	2	8 x 0,45	violett / violet	PA1029 (M)	12
	4-0	1.5	4 x 0,70	violett / violet	PA10284 (M)	12
HR 22 ● 	4-0	1.5	0,70	violett / violet	PA10210	24
	3-0	2	0,70	violett / violet	PA10211	24
	2-0	3	0,70	violett / violet	PA10212	24
	3-0	2	4 x 0,70	violett / violet	PA10283 (M)	12
	3-0	2	0,70	ungefärbt / undyed	PA10254	24
HR 22 A ● Abziehnadel / control release needle 	4-0	1.5	4 x 0,45	violett / violet	PA10252 (M)	12
	3-0	2	4 x 0,45	violett / violet	PA10286 (M)	12
	2-0	3	4 x 0,45	violett / violet	PA10276 (M)	12
	4-0	1.5	8 x 0,45	violett / violet	PA10213 (M)	12
	3-0	2	8 x 0,45	violett / violet	PA10214 (M)	12
	2-0	3	8 x 0,45	violett / violet	PA10215 (M)	12
	3-0	2	4 x 0,70	violett / violet	PA10241 (M)	12
	4-0	1.5	8 x 0,70	violett / violet	PA10285 (M)	12
HRS 22 ● 	2-0	3	0,70	violett / violet	PA10331	24
	0	3.5	0,70	violett / violet	PA10332	24
	1	4	0,70	violett / violet	PA10333	24
HRS 22 A ● Abziehnadel / control release needle 	0	3.5	4 x 0,70	violett / violet	PA10357 (M)	12
HR 27 ● 	4-0	1.5	0,70	violett / violet	PA10216'	24
	3-0	2	0,70	violett / violet	PA10217	24
	2-0	3	0,70	violett / violet	PA10218	24
	0	3.5	0,70	violett / violet	PA10219	24
	4-0	1.5	0,90	violett / violet	PA10220	24
	3-0	2	0,90	violett / violet	PA10221	24
	2-0	3	0,90	violett / violet	PA10222	24
	0	3.5	0,90	violett / violet	PA10223	24
	3-0	2	0,70	ungefärbt / undyed	PA10250	24
	2-0	3	0,70	ungefärbt / undyed	PA10251	24
	0	3.5	0,70	ungefärbt / undyed	PA10253	24
	2-0	3	6 x 0,70	violett / violet	PA10249 (M)	12







Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)	
	USP	metric					
HR 27 A ● Abziehnadel / control release needle 	4-0	1.5	4 x 0,45	violett / violet	PA10227 (M)	12	
	3-0	2	4 x 0,45	violett / violet	PA10228 (M)	12	
	2-0	3	4 x 0,45	violett / violet	PA10229 (M)	12	
	4-0	1.5	8 x 0,45	violett / violet	PA10224 (M)	12	
	3-0	2	8 x 0,45	violett / violet	PA10225 (M)	12	
	2-0	3	8 x 0,45	violett / violet	PA10226 (M)	12	
	3-0	2	0,70	violett / violet	PA10280	24	
	4-0	1.5	4 x 0,70	violett / violet	PA10230 (M)	12	
	3-0	2	4 x 0,70	violett / violet	PA10231 (M)	12	
	2-0	3	4 x 0,70	violett / violet	PA10232 (M)	12	
	0	3.5	4 x 0,70	violett / violet	PA10261 (M)	12	
	3-0	2	4 x 0,45	ungefärbt / undyed	PA10263 (M)	12	
	2-0	3	4 x 0,45	ungefärbt / undyed	PA10264 (M)	12	
	HRS 27 ● 	2-0	3	0,70	violett / violet	PA1030	24
0		3.5	0,70	violett / violet	PA1031	24	
1		4	0,70	violett / violet	PA1032	24	
2		5	0,70	violett / violet	PA10334	24	
0		3.5	0,90	violett / violet	PA1033	24	
1		4	0,90	violett / violet	PA1034	24	
2		5	0,90	violett / violet	PA1035	24	
1		4	4 x 0,70	violett / violet	PA10364 (M)	12	
2		5	4 x 0,70	violett / violet	PA10351 (M)	12	
2-0		3	0,70	ungefärbt / undyed	PA10353	24	
HRS 27 A ● Abziehnadel / control release needle 		2-0	3	4 x 0,45	violett / violet	PA10336 (M)	12
		0	3.5	4 x 0,45	violett / violet	PA10337 (M)	12
	1	4	4 x 0,45	violett / violet	PA10338 (M)	12	
	0	3.5	8 x 0,45	violett / violet	PA10348 (M)	12	
	1	4	8 x 0,45	violett / violet	PA10372 (M)	12	
	0	3.5	4 x 0,70	violett / violet	PA10339 (M)	12	
	1	4	4 x 0,70	violett / violet	PA10340 (M)	12	
	2	5	4 x 0,70	violett / violet	PA10341 (M)	12	
	HRX 27 ● 	1	4	0,90	violett/violet	PA1041	24
HRX 27 A ● Abziehnadel / control release needle 	1	4	4 x 0,70	violett / violet	PA1045 (M)	12	







Nadel / needle	Stärke / gauge USP	metric	Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packingseinheit box content (Stück / pieces)
HR 30 ● 	3-0	2	0,70	violett / violet	PA10245	24
	2-0	3	0,70	violett / violet	PA10233	24
	0	3.5	0,70	violett / violet	PA10234	24
HR 30 A ● Abziehnadel / control release needle 	0	3.5	4 x 0,70	violett / violet	PA10270 (M)	12
HRX 30 ● 	1	4	0,90	violett / violet	PA1042	24
HR 35 ● 	3-0	2	0,70	violett / violet	PA10246	24
	2-0	3	0,70	violett / violet	PA10235	24
	0	3.5	0,70	violett / violet	PA10236	24
	1	4	0,70	violett / violet	PA10237	24
	3-0	2	0,90	violett / violet	PA10247	24
	2-0	3	0,90	violett / violet	PA10238	24
	0	3.5	0,90	violett / violet	PA10239	24
	1	4	0,90	violett / violet	PA10240	24
HR 35 A ● Abziehnadel / control release needle 	3-0	2	4 x 0,45	violett/violet	PA10277 (M)	12
	2-0	3	8 x 0,70	violett/violet	PA10269 (M)	12
	0	3.5	4 x 0,70	violett/violet	PA10267 (M)	12
HRS 35 ● 	2-0	3	0,70	violett / violet	PA1037	24
	0	3.5	0,70	violett / violet	PA1038	24
	1	4	0,70	violett / violet	PA1039	24
	3-0	2	0,90	violett / violet	PA10371	24
	2-0	3	0,90	violett / violet	PA10310	24
	0	3.5	0,90	violett / violet	PA10311	24
	1	4	0,90	violett / violet	PA10312	24
	2	5	0,90	violett / violet	PA10313	24
	2-0	3	0,90	ungefärbt / undyed	PA10349	24
HRS 35 A ● Abziehnadel / control release needle 	0	3.5	4 x 0,45	violett / violet	PA10314 (M)	12
	1	4	4 x 0,45	violett / violet	PA10315 (M)	12
	2	5	4 x 0,45	violett / violet	PA10316 (M)	12
	0	3.5	8 x 0,50	violett / violet	PA10324 (M)	12
	1	4	4 x 0,70	violett / violet	PA10343 (M)	12
	2	5	4 x 0,70	violett / violet	PA10344 (M)	12
	0	3.5	4 x 0,45	ungefärbt / undyed	PA10360 (M)	12
	1	4	4 x 0,45	ungefärbt / undyed	PA10361 (M)	12












Nadel / needle	Stärke / gauge USP	metric	Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
HR 40 ● 	2-0	3	0,90	violett / violet	PA10282 ¹⁾	24
HRS 40 ● 	0	3.5	0,70	violett / violet	PA10317 ¹⁾	24
	1	4	0,70	violett / violet	PA10318 ¹⁾	24
	0	3.5	0,90	violett / violet	PA10319 ¹⁾	24
	1	4	0,90	violett / violet	PA10320 ¹⁾	24
	2	5	0,90	violett / violet	PA10321 ¹⁾	24
HRS 40 ● Schlinge / loop 	1	4	1,50	violett / violet	PAN10322 ¹⁾	24
HRS 40 A ●  Abziehnadel / control release needle	1	4	4 x 0,45	violett / violet	PA10323 (M)	12
	2	5	4 x 0,45	violett / violet	PA10345 (M)	12
	2-0	3	8 x 0,45	violett / violet	PA10365 (M)	12
	1	4	8 x 0,45	violett / violet	PA10373 (M)	12
	2	5	4 x 0,70	violett / violet	PA10375 (M)	12
HRS 48 ● 	2-0	3	0,70	violett / violet	PA10368	24
	0	3.5	0,70	violett / violet	PA10377	24
	0	3.5	0,90	violett / violet	PA10325	24
	1	4	0,90	violett / violet	PA10326	24
	2	5	0,90	violett / violet	PA10327	24
	2	5	1,20	violett / violet	PA10354	24
	2	5	0,90	ungefärbt / undyed	PAN10374 ¹⁾	24
HRS 48 ● Schlinge / loop 	1	4	1,50	violett / violet	PAN10352 ¹⁾	24
HRS 48 A ●  Abziehnadel / control release needle	1	4	4 x 0,45	violett / violet	PA10346 (M)	12
	2	5	4 x 0,45	violett / violet	PA10347 (M)	12
	2	5	8 x 0,45	violett / violet	PA10369 (M)	12







Nadel / <i>needle</i>	Stärke / <i>gauge</i>		Länge / <i>length</i> (m)	Farbe / <i>colour</i>	Best.-Nr. / <i>code no.</i>	Packungsinhalt / <i>box content</i> (Stück / <i>pieces</i>)
	USP	metric				
HR 50 	1	4	0,70	violett / <i>violet</i>	PA10278	24
	0	3.5	0,90	violett / <i>violet</i>	PA10279	24
HRT, HRTX = 1/2-Kreis schneidende Rundkörper (Diamond-Spitze) <i>HRT, HRTX = 1/2 circle, taper cutting</i>						
HRT 18 	4-0	1.5	0,70	violett / <i>violet</i>	PA1060	24
	3-0	2	0,70	violett / <i>violet</i>	PA1061	24
	5-0	1	0,70	ungefärbt / <i>undyed</i>	PA10640	24
	4-0	1.5	0,70	ungefärbt / <i>undyed</i>	PA10621	24
	3-0	2	0,70	ungefärbt / <i>undyed</i>	PA10613	24
HRT 18 A  <i>Abziehnadel / control release needle</i>	2-0	3	6 x 0,45	violett / <i>violet</i>	PA10620 (M)	12
HRT 22 	3-0	2	0,70	violett / <i>violet</i>	PA10632	24
	3-0	2	0,70	ungefärbt / <i>undyed</i>	PA10625	24
HRT 22 A  <i>Abziehnadel / control release needle</i>	2-0	3	4 x 0,45	violett / <i>violet</i>	PA1068 (M)	12

Nadel / needle	Stärke / gauge USP	gauge metric	Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
HRT 25 	3-0	2	0,70	violett / violet	PA1064	24
	2-0	3	0,70	violett / violet	PA1065	24
	0	3.5	0,70	violett / violet	PA1066	24
	3-0	2	0,90	violett / violet	PA10641	24
	2-0	3	0,90	violett / violet	PA10642	24
	3-0	2	0,70	ungefärbt / undyed	PA10622	24
	2-0	3	0,70	ungefärbt / undyed	PA10628	24
HRT 25 A  Abziehnadel / control release needle	0	3.5	4 x 0,70	violett / violet	PA10614 (M)	12
	3-0	2	4 x 0,45	ungefärbt / undyed	PA10630 (M)	12
	2-0	3	4 x 0,45	ungefärbt / undyed	PA10631 (M)	12
HRT 35 	1	4	0,70	violett / violet	PA10634	24
	2-0	3	0,90	violett / violet	PA10610	24
	0	3.5	0,90	violett / violet	PA10611	24
	1	4	0,90	violett / violet	PA10612	24
	2	5	0,90	violett / violet	PA10624	24
	2-0	3	0,90	ungefärbt / undyed	PA10623	24
HRT 35 A  Abziehnadel / control release needle	1	4	4 x 0,45	violett / violet	PA10619 (M)	12
HRT 40 	0	3.5	0,70	ungefärbt / undyed	PA10636	24
HRT 45  Schlinge / loop	1	4	1,50	violett / violet	PAN10627 ¹⁾	24








Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
	USP	metric				
HRTX 50 	1	4	0,90	violett / violet	PA10617	24
ART = Asymptotische schneidende Rundkörper <i>ART = asymptotic, taper cutting</i>						
ART 25 	4-0	1.5	0,45	violett / violet	PA1281	24
TR = Zusammengesetzter Kreis <i>TR = compound circle, taper point</i>						
TR26 	2-0	3	1,10	violett / violet	PAN12901 ¹⁾	24
	0	3.5	1,10	violett / violet	PAN12902 ¹⁾	24
DR, DRF = 3/8-Kreis Rundkörper <i>DR, DRF = 3/8 circle, taper point</i>						
DR 12 A 	3-0	2	4 x 0,45	violett / violet	PA1072 (M)	12
<i>Abziehnadel / control release needle</i>						
DRT = 3/8-Kreis schneidende Rundkörper <i>DRT = 3/8 circle, taper cutting</i>						
DRT 12 	6-0	0.7	0,45	violett / violet	PA1081	24
	5-0	1	0,45	violett / violet	PA1082	24
DRT 18 	4-0	1.5	0,45	ungefärbt / undyed	PA1083	24

Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
	USP	metric				
HS, HSX = 1/2-Kreis außen schneidend HSM = mit PREMIUM-Schliff <i>HS, HSX = 1/2 circle, reverse cutting</i> <i>HSM = PREMIUM cut</i>						
HSM 13  ▼ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	5-0	1	0,45	ungefärbt / undyed	PA1120	24
HS 18  ▼	4-0	1.5	0,70	violett / violet	PA11112	24
	3-0	2	0,70	violett / violet	PA11113	24
	2-0	3	0,70	violett / violet	PA11114	24
HS 22  ▼	4-0	1.5	0,70	violett / violet	PA11119	24
	3-0	2	0,70	violett / violet	PA11117	24
	2-0	3	0,70	violett / violet	PA11118	24
	3-0	2	0,70	ungefärbt / undyed	PA11119	24
HS 35  ▼	2-0	3	0,70	violett / violet	PA11110	24
	0	3.5	0,70	violett / violet	PA11111	24
	1	4	0,70	violett / violet	PA11112	24
HS 40  ▼	1	4	0,90	violett / violet	PAN11113 ¹⁾	24
	2	5	0,90	violett / violet	PAN11114 ¹⁾	24
HS 50  ▼	1	4	0,70	violett / violet	PA11116	24

Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
	USP	metric				
DS = 3/8-Kreis außen schneidend DSM = mit PREMIUM-Schliff <i>DS = 3/8 circle, reverse cutting</i> <i>DSM = PREMIUM cut</i>						
DSM 11   PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	6-0	0.7	0,45	ungefärbt / undyed	PA1158	24
DS 13  	4-0	1.5	0,70	ungefärbt / undyed	PAN11422 ¹⁾	24
DSM 13   PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	5-0	1	0,45	violett / violet	PA1159	24
	6-0	0.7	0,70	violett / violet	PA11512	24
	5-0	1	0,70	violett / violet	PA11511	24
	6-0	0.7	0,45	ungefärbt / undyed	PA1150	24
	5-0	1	0,45	ungefärbt / undyed	PA1151	24
	4-0	1.5	0,45	ungefärbt / undyed	PA1152	24
DS 18 F  	4-0	1.5	0,70	ungefärbt / undyed	PAN11414 ¹⁾	24
DS 18  	5-0	1	0,45	violett / violet	PA11417	24
	4-0	1.5	0,45	violett / violet	PA11418	24
	4-0	1.5	0,70	violett / violet	PA11423	24
	3-0	2	0,70	violett / violet	PA11416	24
	5-0	1	0,45	ungefärbt / undyed	PA1140	24
	4-0	1.5	0,45	ungefärbt / undyed	PA1141	24
	3-0	2	0,45	ungefärbt / undyed	PA1142	24
	4-0	1.5	0,70	ungefärbt / undyed	PA11424	24
	3-0	2	0,70	ungefärbt / undyed	PA11413	24
DSM 18   PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	5-0	1	0,70	violett / violet	PA11521	24
	4-0	1.5	0,70	violett / violet	PA11510	24
	4-0	1.5	0,45	ungefärbt / undyed	PA1154	24
	3-0	2	0,45	ungefärbt / undyed	PA1155	24

Nadel / needle	Stärke / gauge USP	gauge metric	Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
DS 24 ▼ 	2-0	3	0,70	violett / violet	PA11412	24
	4-0	1.5	0,70	ungefärbt / undyed	PA1143	24
	3-0	2	0,70	ungefärbt / undyed	PA1145	24
	2-0	3	0,70	ungefärbt / undyed	PA1146	24
DSM 24 ▽ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut 	3-0	2	0,45	ungefärbt / undyed	PA1156	24
	2-0	3	0,45	ungefärbt / undyed	PA1157	24
	3-0	2	0,70	ungefärbt / undyed	PA11519	24
DS 30 ▼ 	0	3.5	0,70	violett / violet	PA11411	24
	2-0	3	0,70	ungefärbt / undyed	PA1149	24
	3-0	2	0,70	ungefärbt / undyed	PA11421	24
	0	3.5	0,70	ungefärbt / undyed	PA1148	24
DS 40 ▼ 	2-0	3	0,70	ungefärbt / undyed	PA11420	24
GS = Gerade schneidend GS= straight, cutting						
GS 12 ▼ 	4-0	1.5	0,70	ungefärbt / undyed	PA1171	24
HSPM, HSPM F = 1/2-Kreis SPATULA, mit PREMIUM-Schliff HSPM, HSPM F = 1/2 circle, spatulated, PREMIUM cut						
2 x HSPM 7 ▽ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut 	8-0	0.4	0,30	violett / violet	PAN1195*1)	12

*eventuell mit verlängerter Lieferzeit verbunden / possibly associated with an extended delivery time

Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
	USP	metric				
DSPM = 3/8-Kreis SPATULA, mit PREMIUM-Schliff						
DSPM = 3/8 circle, spatulated, PREMIUM cut						
DSPM 6 	8-0	0.4	0,30	violett / violet	PAN1204 ¹⁾	12
	7-0	0.5	0,45	violett / violet	PAN1205 ¹⁾	24
PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut						
2 x DSPM 6 	8-0	0.4	0,45	violett / violet	PAN1207 ¹⁾	12
	7-0	0.5	0,45	violett / violet	PAN1208 ¹⁾	24
PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut						
2 x DSPM 7 	7-0	0.5	0,45	violett / violet	PA1201	24
	PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut					
2 x DSPM 8 	6-0	0.7	0,25	ungefärbt / undyed	PAN12014 ¹⁾	24
	PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut					
DSPM 9 	6-0	0.7	0,45	violett / violet	PAN1202* ¹⁾	24
	PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut					
VSPM, VSPM F = 1/4-Kreis SPATULA, mit PREMIUM-Schliff						
VSPM, VSPM F = 1/4 circle, spatulated, PREMIUM cut						
2 x VSPM 8 	5-0	1	0,45	violett / violet	PAN12112 ¹⁾	24
	6-0	0.7	0,45	violett / violet	PAN12113* ¹⁾	24
PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut						
2 x VSPM 8 F 	6-0	0.7	0,45	violett / violet	PA1210	24
	5-0	1	0,45	violett / violet	PAN1211 ¹⁾	24
PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut						

PGA RESORBA®

Einzelfäden, steril, vorgeschnitten / Sterile pre-cut suture, non-needed



Stärke / gauge USP	gauge metric	Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
4-0	1.5	3 x 0,45	violett / violet	PS333	24
3-0	2	3 x 0,45	violett / violet	PS433	24
2-0	3	3 x 0,45	violett / violet	PS533	24
0	3.5	3 x 0,45	violett / violet	PS633	24
1	4	3 x 0,45	violett / violet	PS733	24
2	5	3 x 0,45	violett / violet	PS833	24
4-0	1.5	6 x 0,45	violett / violet	PS365	24
3-0	2	6 x 0,45	violett / violet	PS465	24
2-0	3	6 x 0,45	violett / violet	PS565	24
0	3.5	6 x 0,45	violett / violet	PS665	24
1	4	6 x 0,45	violett / violet	PS765	24
2	5	6 x 0,45	violett / violet	PS865	24
3-0	2	12 x 0,45	violett / violet	PS4125	24
2-0	3	12 x 0,45	violett / violet	PS5125	24
0	3.5	12 x 0,45	violett / violet	PS6125	24
1	4	12 x 0,45	violett / violet	PS7125	24
2	5	12 x 0,45	violett / violet	PS8125	24
3-0	2	2 x 0,70	violett / violet	PS420	24
2-0	3	2 x 0,70	violett / violet	PS520	24
0	3.5	2 x 0,70	violett / violet	PS620	24
1	4	2 x 0,70	violett / violet	PS720	24
2	5	2 x 0,70	violett / violet	PS820	24
4-0	1.5	5 x 0,70	violett / violet	PS350	24
3-0	2	5 x 0,70	violett / violet	PS450	24
2-0	3	5 x 0,70	violett / violet	PS550	24
0	3.5	5 x 0,70	violett / violet	PS650	24
1	4	5 x 0,70	violett / violet	PS750	24
2	5	5 x 0,70	violett / violet	PS850	24

Stärke / gauge USP	gauge metric	Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
2-0	3	1 x 1,50	violett / violet	PSN515 ¹⁾	24
0	3.5	1 x 1,50	violett / violet	PSN615 ¹⁾	24
1	4	1 x 1,50	violett / violet	PSN715 ¹⁾	24
2	5	1 x 1,50	violett / violet	PSN815 ¹⁾	24
4-0	1.5	3 x 0,45	ungefärbt / undyed	PU333	24
3-0	2	3 x 0,45	ungefärbt / undyed	PU433	24
2-0	3	3 x 0,45	ungefärbt / undyed	PU533	24
4-0	1.5	6 x 0,45	ungefärbt / undyed	PU365	24
3-0	2	6 x 0,45	ungefärbt / undyed	PU465	24
2-0	3	6 x 0,45	ungefärbt / undyed	PU565	24
2-0	3	5 x 0,70	ungefärbt / undyed	PU550	24

¹⁾ Produkt hergestellt durch / product manufactured by:



RESORBA Medical GmbH

Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany

🖱 resorba.com | ✉ infomail@resorba.com | ☎ +49 9128 / 91 15 0



Advanced Medical Solutions